



# HlgH•Flo™ Aiguilles SC sécurisées

## Une partie du système de perfusion intégré Freedom




### Coupe d'aiguille "Backcut"

Minimise les dommages, les cicatrices et les réactions locales du site d'injection. Favorise une guérison plus rapide.



### Ailettes flexibles

Pour permettre à chaque aiguille de rester en place sans tension.



### Femture sécurisée

Protège des blessures accidentelles par piqûre d'aiguille.




### Luer exclusif

Conçu pour fournir un flux uniforme sur chaque site de perfusion.




### choix de Gauge

Conçu pour des débits sous-cutanés en 26 et 24 Gauge.



### Choix de longueur

Les aiguilles sont disponibles en longueurs de 4, 6, 9, 12 et 14 mm.



### Longueur de tubulure

Efficace et pratique en longueurs de 50 et 60 cm pour moins de nœuds et des débits plus rapides. 50 cm pour HlgH-Flo 26G; 60 cm pour HlgH-Flo 24G.



### Connecteur Y

Combine des ensembles pour plus de 4 sites (jusqu'à 8), ou pour permettre la perfusion avec des aiguilles de différentes longueurs.



### Pansement

Pansement Tegaderm™ 3M, excellente tenue et retrait en douceur, inclus avec chaque jeu d'aiguilles.

### options 26G & volumes résiduels



Sets 1 aiguille ≤ 0.1ml    Sets 2 aiguilles ≤ 0.2ml    Sets 3 aiguilles 0.3ml    Sets 4 aiguilles ≤ 0.4ml

### Options 24G & volumes résiduels



Sets 1 aiguille ≤ 0.4ml    Sets 2 aiguilles ≤ 0.7ml

**NOTE :** à utiliser avec une pompe Freedom KORU et les accessoires du système Freedom. L'utilisation avec toute autre marque peut entraîner une injection excessive de liquides, des débits inconnus ou des complications supplémentaires au niveau du site d'injection telles que douleur, gonflement et rougeur.

### Produits associés au système intégré Freedom :



#### Pompe FREEDOM60®

Pour les volumes de perfusion importants. Seringues BD® 50 ml



#### Pompe FreedomEdge®

Pour les volumes de perfusion faibles. Seringues BD® 20 & 30 ml



#### Tubulure de précision

Pour des débits de F0.5 à F2400



#### Extension de tubulure 60 cm (FEXT)

Pour ceux qui recherchent plus de longueur



distribué en France par :



KORU Medical Systems | 845•469•2042 | korumedical.com | @korumedical

FREEDOM60® et FreedomEdge®, Precision Flow Rate Tubing™ et HlgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™ sont des marques déposées de KORU Medical Systems et sont conformes à la directive 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux. KORU Medical Systems est certifié ISO 13485. ©2020 KORU Medical Systems ; tous droits réservés. F60\_FL\_Benefits\_03-10005vD

#### IMM

6 rue de Besançon 90000 BELFORT  
Tél. 03 84 27 25 22 Fax. 03 84 27 25 23  
contact@immfrance.fr